


ageLOC Galvanic Spa

POVYŠTE NESTÁRNOUCÍ KRÁSU NA
DALŠÍ ÚROVEŇ





ZRAJTE JAKO VÍNO

Je to univerzální pravda. **Všichni** chceme bez ohledu na věk vypadat **co nejlépe**. Ovšem ne vždy víme, **jak na to**.

Potřebujeme systém, který přivádí zpátky k životu náš mladistvý vzhled. Systém, který je inteligentní, snadno se používá a je vědecky prokázáno, že funguje. A potřebujeme jej zařadit do našich každodenních postupů domácí péče.

Žádáme toho příliš? Vůbec ne.

Představujeme **ageLOC® Galvanic Spa®**

Náš **nejúčinnější, nejkomplexnější** systém pro domácí kosmetické ošetření.

- **Luxusní** zážitek, který si zasloužíte.
- Rychlé **výsledky**, které vás nadchnou.
- Vědecké důkazy, kterým můžete **důvěřovat**.

Připravte se na výsledky navracející vám mladistvý vzhled, které si zamilujete. Luxusní wellness zážitky, které si zasloužíte – to vše přímo u vás doma. Tento malý, ale účinný galvanický systém kombinuje inteligentní technologii a přípravky s klinicky ověřeným složením s cílem viditelně omladit vaši tvář, vlasy a tělo a dodat vám **mladistvou vitalitu**.




Obsah ageLOC Galvanic Spa



Zařízení s ageLOC
Face Conductor
(přiložen)



Focus Area Conductor



Body Conductor



Scalp Conductor



Uživatelská příručka



Baterie



Proč si produkt zamilujete

- Používejte ageLOC Galvanic Spa a jeho doplňkové kosmetické produkty, a získejte tak řadu **anti-ageing benefitů**, to vše v pohodlí vlastního domova.
- Demonstrování výsledků působení Galvanic Spa s ostatními doplňkovými kosmetickými produkty je **rychlé a snadné**.
- **Inteligentní a kompaktní zařízení**, které zapadne do vaší každodenní péče stejně snadno, jako vám padne do ruky.
- **Intuitivní použití** – už žádné domýšlení si. Časování a polarita jsou automaticky přednastaveny, aby se přizpůsobily vámi zvolené péči. Aplikaci tak můžete spustit jednoduše stisknutím tlačítka.



Jaký je v tom rozdíl?

- Laboratorní výzkum ukazuje, že **použití galvanického proudění** může pomoci dodat anti-ageingové složky do pleti.
- **Automatické přizpůsobení se pleti** – dodává odpovídající množství proudu pro efektivní aplikaci.
- **Jedno zařízení, více možných použití:** Díky výměnným nástavcům lze použít na obličej, tělo a pokožku hlavy
 - Cílí na viditelné známky stárnutí pleti na obličejí a umožňuje se zaměřit na konkrétní oblasti.
 - Viditelně zpevňuje, konturuje a vyhlazuje pokožku na pažích, stehnech, břiše a na hýždích.
 - Posiluje a zpevňuje jemné vlasy bez života a vyživuje a povzbuzuje pokožku hlavy.



ageLOC Galvanic Spa a spotřební zboží



ageLOC Face Conductor

ageLOC Galvanic Spa Facial Gels

Focus Area Conductor

Tru Face Line Corrector



ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum











Scalp Conductor

Body Conductor

ageLOC Body Shaping Gel



Přehled nastavení ageLOC Galvanic Spa

Nastavení	Nástavec	Produkt	Čas	Oblast těla
		Facial Gels – Pre-Treat Gel	2 minuty	Oblíčeť
		Facial Gels – Treatment Gel	3 minuty	Oblíčeť
		Tru Face Line Corrector	Oblast očního okolí: 1-2 minuty. Větší oblasti: 3-5 minut.	Oblíčeť (pleť v okolí úst, očí a na čele)
		ageLOC Body Shaping Gel	5 minut	Tělo (paže, stehna, břicho, hýždě)
		ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum	2 minuty	Vlasová pokožka




Jak ageLOC Galvanic Spa funguje?


ageLOC Galvanic Spa využívá důležitou vlastnost elektrických nábojů: souhlasné náboje se odpuzují a opačné se přitahují. Pokud je klíčová složka nabita záporně, záporný cyklus zařízení ageLOC Galvanic Spa bude tuto složku odpuzovat. Totéž nastane, jestliže je složka nabita kladně a cyklus je kladný.

Příklad pro ageLOC Galvanic Spa Facial Gels:

1. Pre-Treat Gel a Galvanic Spa (s programem nastaveným na 1) jsou oba nabity záporně, a tak se navzájem odpuzují, čímž vpravují gel do epidermis.



2. Ve 2. fázi jsou Treatment Gel i přístroj (s programem nastaveným na 2) oba nabity kladně, to znamená, že se navzájem odpuzují, čímž vpravují Treatment Gel do svrchní části pleti. Mezitím kladný náboj zařízení přitahuje záporné náboje Pre-Treat Gel, který zůstává v pleti (společně s nečistotami, které váže).



Stejným způsobem, jako je uvedeno u bodu 1 výše, funguje ageLOC Galvanic Spa s přípravky Tru Face Line Corrector, ageLOC Body Shaping Gel a ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum (tyto přípravky neodstraňují nic z pokožky (bod č. 2)).



1. ageLOC Galvanic Spa Facial Gels



Při použití spolu se zařízeními ageLOC Galvanic Spa a ageLOC Face Conductor od Nu Skin pomáhají ageLOC Galvanic Spa Facial Gels **viditelně omezovat vznik linií a vrásek** a **nechávací vyniknout pevnější, napnutější, konturovanější a zářivější vzhled pokožky***. Naše složky ageLOC se zaměřují na viditelné známky stárnutí pleti a pomáhají odhalit váš mladistvý vzhled. Tento vyspělý anti-ageing produkt s klinicky prokázaným účinkem obsahuje dvě receptury a je navržený tak, aby vaší pleti dodával pocit svěžesti a zářivý a mladistvý vzhled.

Jak?** Provádějte tento 5minutový proces o dvou krocích třikrát týdně po aplikaci čistícího přípravku Nu Skin dle vašeho výběru. Fáze předšetření zklidňuje pleť, pečuje o ni a váže nečistoty. Během ošetření se pak z pokožky odstraní nečistoty, na které byl zaměřen krok předšetření, a do pleti jsou současně dodávány složky ageLOC.

Nastavení programů na přístroji:

Pre-Treat Gel



Treatment Gel



Galvanický nástavec:

ageLOC
Face Conductor




* Výsledky získané v roce 2020 z odborného hodnocení třetí stranou na základě 4týdenní in vivo, jednoduše zaslepené randomizované studie založené na používání spotřebiteli, provedené u 30 žen, které tento systém používaly třikrát týdně.

** Na kompletní pokyny, jak zařízení používat, se prosím podívejte do své uživatelské příručky ageLOC Galvanic Spa.




Klinické výsledky

Neexistuje lepší způsob, jak objevit sílu produktu než vidět ho v akci. Proto jsme zvolili možnost odborného hodnocení třetí strany, a požádali 30 žen, aby používaly ageLOC Galvanic Spa Facial Gels spolu se zařízením Galvanic Spa*. Podívejte se, co jsme zjistili.



Podle naší klinické stupnice se zjistilo, že po používání systému třikrát týdně po dobu 4 týdnů vypadala pokožka o 18 % pevnější než na začátku a výskyt vrásek kolem očí byl o 15 % nižší.



Když byly naše respondentky na konci studie požádány o vlastní názor, měly pocit, že pružnost pokožky se jim zlepšila v průměru o 48 %, a také zaznamenaly průměrné zlepšení pevnosti pokožky (ptózy) na spodní polovině obličeje o 47 %. Výskyt vrásek pod očima byl také v průměru o 42 % nižší.

*Výsledky získané v roce 2020 z odborného hodnocení třetí stranou na základě 4týdenní in vivo, jednoduše zaslepené randomizované studie založené na používání spotřebiteli, provedené u 30 žen, které tento systém používaly třikrát týdně.



2. Tru Face Line Corrector



Tru Face Line Corrector při použití v kombinaci s ageLOC Galvanic Spa a Focus Area Conductor vyhlazuje jemné linky a vrásky v konkrétních cílových oblastech obličeje, jako je okolí **úst, očí a čela**.

Jak*? Používejte dvakrát denně, každé ráno a večer, po použití čistícího přípravku a tonika Nu Skin dle vašeho výběru. V oblasti očního okolí může aplikace trvat 1–2 minuty. Na větších oblastech (čelo a okolí úst), provádějte ošetření po dobu 3–5 minut.

Profesionální tip: Při ošetřování více částí pleti můžete zařízení používat po dobu pěti minut na více než jen jednu část pleti. Na menší oblasti obvykle stačí jedna nebo dvě minuty.

Nastavení programů na přístroji:



Galvanický nástavec:

Focus Area Conductor




* Na kompletní pokyny, jak zařízení používat, se prosím podívejte do své uživatelské příručky ageLOC Galvanic Spa.



Klinické výsledky

Procento žen, které zaznamenaly po 8 týdnech při používání Tru Face Line Corrector v kombinaci s ageLOC Galvanic Spa zlepšení v porovnání s použitím samotného Tru Face Line Corrector:



Klinické hodnocení po 8 týdnech prokázalo lepší výsledky ve vzhledu **jemných linek, pevnosti a hladkosti pleti** při používání ageLOC Galvanic Spa v kombinaci s Tru Face Line Corrector než při použití samotného Tru Face Line Corrector.

Tento vyspělý anti-ageing produkt s klinicky prokázaným účinkem obsahuje dvě receptury a je navržený tak, aby vaší pleti dodával pocit svěžesti a zářivý a mladistvý vzhled.

Výsledky získané z odborného hodnocení třetí strany na základě osmítýdenní zaslepené studie in vivo s rozdělením obličeje provedené u 40 žen starších 35 let.

Subjekty byly poučeny o tom, že si mají na celý obličej dvakrát denně aplikovat tenkou vrstvu Tru Face Line Corrector.

Přístroj ageLOC Galvanic Spa byl používán večer v oblasti očí pouze na jedné náhodně zvolené straně obličeje. Na začátku studie a v týdnech 2, 4 a 8 bylo na obou stranách obličeje provedeno sebehodnocení a klinické hodnocení.



3. ageLOC Body Shaping Gel



Při použití v kombinaci s ageLOC Galvanic Spa & Body Conductor ageLOC Body Shaping Gel viditelně **konturuje, zpevňuje a vyhlazuje pokožku na pažích, stehnech, břiše a hýždích.**

Jak*? Aplikujte třikrát týdně po dobu 5 minut na čistou pokožku v cílové oblasti. Pro dosažení nejlepších výsledků po ošetření použijte ageLOC Dermal Effects.

Profesionální tip: Doporučená doba aplikace je 5 minut na jednu oblast, ale možná nebudete takto dlouhou dobu potřebovat.

Nastavení programů na přístroji:



Galvanický nástavec:



* Na kompletní pokyny, jak zařízení používat, se prosím podívejte do své uživatelské příručky ageLOC Galvanic Spa.



4. ageLOC Nutriol Intensive Scalp Hair Serum



ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum obsahuje složení, které je unikátně zkombinováno s ageLOC Galvanic Spa a jeho Scalp Conductor, čímž vaší vlasové pokožce a kořínkům dodává esenciální složky; vlasy díky tomu vypadají objemnější* a regenerované. Toto nemastné složení určené k dlouhodobé aplikaci každý den posiluje a zpevňuje pokožku hlavy a **přispívá k tomu, že tenké, namáhané a zralé vlasy jsou na pohled a na dotyk silnější* a zdravější.**

Jak?** Používejte dvakrát denně (2 minuty), ráno a večer, na vlasy vysušené ručníkem nebo na suché vlasy. Vlasy neoplachujte. Vlasy upravte, jak jste zvyklí.

Profesionální tip: Abyste si aplikaci na suché vlasy trochu zjednodušili, nastříkejte na vlasy před nanesením ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum trochu vody.

Nastavení programů na přístroji:



Galvanický nástavec:



* Výsledky získané po kombinovaném používání produktu ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum dvakrát denně s následnou dvouminutovou aplikací produktu ageLOC Galvanic Spa společně s ageLOC NUTRIOL Shampoo a kondicionéru v rámci běžného mytí vlasů.

** Na kompletní pokyny, jak zařízení používat, se prosím podívejte do své uživatelské příručky ageLOC Galvanic Spa.




Klinické výsledky

Subjekty byly poučeny, aby ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum aplikovaly na pokožku hlavy dvakrát denně a po každé aplikaci použily po dobu dvou minut přístroj ageLOC Galvanic Spa. Subjekty používaly ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo a ageLOC Nutriol Hair & Scalp Conditioner místo svého běžného šamponu a kondicionéru podle vlastního běžného postupu pro mytí vlasů.

Klinické posouzení

Jeden klinický hodnotitel zaznamenal následující vylepšení vlasů subjektů po 6 měsících:



Vnímání spotřebitelů

Více než 90 % subjektů na konci studie cítilo, že se jim vlasy zlepšily z hlediska objemu, tloušťky, měkkosti, lesku a zdravého vzhledu.

Počet zlomených vlasů

Po šesti měsících došlo k 72% snížení počtu zlomených vlasů. To ilustruje posilování vlasů během studie.



Váš rituál Nu Skin





®

#ageLOCGalvanicSpa

